

PROCULIN® TEARS ADVANCE +

**Kapi za oči na bazi umrežene hijaluronske kiseline 0,4% –
u bočici od 10 ml za višestruko doziranje**

PROCULIN® TEARS ADVANCE + je sterilna otopina za oftamološku upotrebu s fiziološkim pH, koja je zasnovana na patentiranoj tehnologiji umrežavanja hijaluronske kiseline s ureom, čime se pojačavaju i poboljšavaju specifična mehanička svojstva prirodne hijaluronske kiseline, otporne na degradaciju hijaluronidaze duže od prirodne hijaluronske kiseline, dakle s jačim i produženim dejstvom podmazivanja i hidratacije od prirodne hijaluronske kiseline.

Hidratantna mrežna struktura umrežene hijaluronske kiseline može da dugotrajnije održava vlažnost poboljšavajući svojstva podmazivanja prirodne hijaluronske kiseline, dok istovremeno pojačava njena hidratantna dejstva, zbog toga se upotrebljava kao pomoćno sredstvo kod sindroma suhog oka.

Umrežena hijaluronska kiselina obezbeđuje proizvodu svojstva podmazivanja, vlaženja i obnavljanja, te mogućnost ublažavanja tegoba suvoće oka uslijed sindroma suhog oka, iritacije i zamora oka u slučaju upale ili dejstva spoljašnjih faktora.

Formula je razvijena kako bi osigurala maksimalnu ugodnost već u prvim trenucima nakon primjene. Pogodan je za svakodnevnu upotrebu, dnevnu i noćnu.

Ne sadrži konzervanse i/ili molekule s protivupalnim i vazokonstriktorskim dejstvom.

PROCULIN® TEARS ADVANCE + se može upotrebljavati s kontaktnim sočivima.

UPOTREBA

PROCULIN® TEARS ADVANCE + se upotrebljava:

- za ponovno uspostavljanje i poboljšavanje stabilnosti suznog filma kod sindroma suhog oka;
- nakon refraktivne hirurgije;
- za olakšavanje očnih tegoba u slučaju crvenila, zamora i nelagode oka ili očne sluznice uslijed:
 - spoljašnjih faktora (boravak u klimatizovanim prostorijama, prekomjerno izlaganje sunčevim zracima, vjetar, dim, zagađenje, morska voda ili voda iz bazena, te suha so);
 - suvoće očiju zbog pretjeranog zamora uzrokovanog dugotrajnim radom na računaru, učenjem;
 - poremećaja suznog sistema kao posljedica upale, hroničnog blefaritisa;
 - poremećaja suznog sistema uzrokovanog operacijama na oku različite prirode ili estetskim intervencijama na kapku;
 - nošenja mekih ili polutvrdih kontaktnih sočiva.

SASTAV

Vodena otopina krospolimera natrijevog hijaluronata (od čega krospolimera natrijevog hijaluronata 0,4%), trometamol, hlorovodonična kiselina 2N, natrijev hlorid, voda za injekcije. Bez konzervansa.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Temeljno operite ruke;
- Prije prve primjene uklonite zaštitni pečat;
- Uklonite zaštitni poklopac i otvorite bočicu;
- Okrenite bočicu naopako i lagano pritisnite bočicu da ukapate po 2 kapi u svako oko, osim ako nije drugačije propisano;
- Pričekajte nekoliko sekundi nakon svake kapi bez stiskanja bočice. To će omogućiti dovoljan protok vazduha nazad u sterilni sistem filtera za zrak, inače bi bilo otežano istisnuti kapi;
- Postepeno pražnjenje bočice može biti povezano s potrebom za većim pritiskom kako bi se omogućilo otpremanje proizvoda. To je zbog svojstava sistema za zatvaranje potrebnih da očuvaju sterilnost, te hemijske i fizičke karakteristike otopina bez konzervansa. U bočici će uvijek ostati mala količina otopine;
- Nakon upotrebe otresite preostalu kap s vrha;

- Nakon upotrebe odmah zatvorite bočicu čepom;
- Nemojte ponovo stavljati zaštitni poklopac dok je spremnik još uvijek stisnut;
- Nemojte dodirivati vrh aplikatora ničim, uključujući oko ili prste;
- Nakon prvog otvaranja proizvod se mora iskoristiti u roku od 3 mjeseca.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Proizvod je namijenjen isključivo za oftalmološku upotrebu.
- Proizvod je namijenjen za upotrebu od strane jednog pacijenta.
- Nemojte koristiti proizvod ako je spremnik oštećen ili nije dobro zatvoren kada ga otvarate prvi put.
- Nemojte koristiti otopinu ako su vidljive čestice i/ili promjena boje.
- Tokom nanošenja ne dodirujte oko ili bilo koju drugu površinu ivicom spremnika za doziranje.
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju i etiketi.
- Prekinite liječenje i posavjetujte se sa ljekarom u slučaju pojave neželjenih dejstava tokom upotrebe.
- Nemojte koristiti u slučaju poznate nepodnošljivosti bilo koje od komponenti otopine.
- Nisu zabilježene interakcije s lijekovima ili drugim kapima za oči, međutim, napravite razmak najmanje 15 minuta između primjene nekih drugih kapi za oko.
- Odložite proizvod u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada.
- Čuvati van pogleda i dohvata djece.
- Posavjetujte se sa svojim ljekarom prije upotrebe ovog proizvoda ako ste trudni ili dojite.
- Za spoljašnju upotrebu, nemojte gutati.
- Nemojte pokušavati čačkati ili rastavljati mlaznicu iz bočice.
- Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi sa medicinskim sredstvom potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom organu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Neposredno nakon ukapavanja, proizvod može uzrokovati blago privremeno zamućenje vida zbog viskoznosti otopine. Stoga je preporučljivo pričekati nekoliko sekundi prije bilo kakve aktivnosti koja zahtijeva jasan vid.

PAKOVANJE

Pakovanje se sastoji od bočice sa zatvaračem s mehanizmom za višestruko doziranje na pritisak (OSD) s 10 ml oftalmološke otopine.

USLOVI SKLADIŠTENJA

Čuvati na temperaturi između 2°C i 30°C na suhom mjestu daleko od izvora toplote i direktnog izlaganja sunčevoj svjetlosti.

Nakon prvog otvaranja proizvod se mora iskoristiti u roku od 3 mjeseca.

ROK TRAJANJA

Za neotpakovano pakovanje, nemojte prekoračiti rok upotrebe naveden na kutiji i etiketi.

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.



Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO)
Italija



STERILE A

#

DT/01/DT/010

Nosilac upisa u Registar: ALKALOID d.o.o. Sarajevo
Isevića Sokak 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Datum posljednje revizije 02.01 10/2022.

