

GB PROCU LIN[®] SOFT LENS MULTIPURPOSE SOLUTION with hyaluronate acid, for soft contact lenses, disinfecting, rinsing, storing and moistening. For soft contact lenses.

MEDICAL DEVICE

Composition:
Active Ingredient: Polyquaternium, Hyaluronate
Preservative: PHMB 0.0002%
Read the instructions and warnings carefully for proper use of the PROCU LIN[®] SOFT LENS in combination with your contact lenses. Do not use PROCU LIN[®] SOFT LENS if you are allergic to one of the ingredients.
Contains sodium hyaluronate that enhances the moistening of lenses and in case the tolerability of lens-wear due to its viscous-elastic properties. The solution hydrates lenses due to its water-lock, not only providing moisture but also ensuring a comfortable wearing comfort of the lens and diminishes eye irritation and dryness.

- Precautions and instructions for use:**
- Wash your hands carefully before removing the lenses from your eyes or the lens case. Dry your hands using a clean towel.
 - Unscrew the cap from the bottle while breaking the guarantee seal. After opening the bottle, keep the cap closed. Do not use the eye drops PROCU LIN[®] SOFT LENS. Clean the lenses by carefully rubbing them with your index finger in the palm of your other hand for 10-15 seconds.
 - Do not use PROCU LIN[®] SOFT LENS.
 - To clean the lenses, place them in the lens case filled with fresh PROCU LIN[®] SOFT LENS and leave it to stand for at least 6 hours. Remove the lenses from the lens case after the disinfecting cycle, rinse them with PROCU LIN[®] SOFT LENS and insert the lenses into your eyes.
 - Rinse the lens case with PROCU LIN[®] SOFT LENS and allow the lens case to dry in the air.
 - Close the bottle tightly immediately after use.

Other instructions:
After storage in excess of 7 days, lenses must be cleaned and disinfected again before wear.
Replace your lens case frequently to prevent infection due to contamination.

- Warnings:** Use if guarantee seal is damaged.
- Do not mix or use PROCU LIN[®] SOFT with other contact lens fluids, unless it is indicated in the instructions for use.
 - Always replace any remaining solution in the lens case with fresh PROCU LIN[®] SOFT LENS.
 - Do not use after the expiry date.
 - Do not change your contact lens system without consulting your eye care professional.
 - Never use tap water as an alternative for this contact lens fluid.

Do not use:
Do not use PROCU LIN[®] SOFT LENS if you are allergic to one of the ingredients.
Do not use PROCU LIN[®] SOFT LENS if you are allergic to one of the ingredients.
Store between 4°C and 25°C (40°F and 77°F).
Protect from sunlight.
Keep the solution in its original packaging.
Use within 3 months of opening.

Side Effects:
Do not use PROCU LIN[®] SOFT LENS if you are allergic to one of the ingredients.
Store between 4°C and 25°C (40°F and 77°F).
Protect from sunlight.
Keep the solution in its original packaging.
Use within 3 months of opening.

МК PROCU LIN[®] SOFT LENS POBEKHAHEMCKИ PACTBOP CO HИAЛOHAHO KИCЛOТИHO. ДИCИHEKТИO, ПPOCИYBИO, XPAHEHИE И MOИCТEHИE ПO MЯKOY K OHTAKT HИE. ДИCИHEKТИO, ПPOCИYBИO И MOИCТEHИE ПO MЯKOY K OHTAKT HИE.

MEДИЦИНСКО СРЕДСТВО

Состав:
Активные вещества: поликватерниум, гиалуронат.
Консервант: PHMB 0.0002%.
Прочтите инструкции и предупреждения по поводу применения средства в сочетании с контактными линзами. Не используйте PROCU LIN[®] SOFT LENS, если вы страдаете аллергией на один из ингредиентов.

Предупреждения и инструкции по применению:
Содержит натрий гиалуронат, который повышает увлажняемость линз и в случае непереносимости линз из-за их вязкоэластических свойств. Раствор увлажняет линзы благодаря своему эффекту «защелкивания», не только обеспечивая увлажнение, но и обеспечивая комфорт при ношении линз и уменьшая раздражение и сухость на очках.

- Меры по предотвращению и методам за использования:**
- Внимательно мойте руки перед тем, как вынуть линзы из контейнера. Высушите руки чистой тканью.
 - Открутите крышку от бутылки, разрывая гарантию. После открытия бутылки держите крышку закрытой. Не используйте капли PROCU LIN[®] SOFT LENS.
 - Для очистки линз поместите их в контейнер, наполненный свежим раствором PROCU LIN[®] SOFT LENS и оставьте на 6 часов. После цикла дезинфекции выньте линзы и вставьте их в контейнер.
 - Промойте контейнер для линз раствором PROCU LIN[®] SOFT LENS и дайте ему высохнуть на воздухе.
 - Закройте бутылку сразу после использования.

Другие инструкции:
После хранения в течение более 7 дней линзы должны быть очищены и продезинфицированы перед повторным использованием.
Часто меняйте контейнер для линз, чтобы предотвратить появление инфекции, вызванной контактом.

Предупреждения:

- Не используйте раствор, если повреждена гарантия.
- Не смешивайте и не используйте PROCU LIN[®] SOFT LENS с другими жидкостями для контактных линз, если это не указано в инструкции по применению.
- Срок годности раствора по истечении срока годности не использовать.
- Не используйте раствор после окончания срока годности.
- Не используйте раствор, если вы страдаете аллергией на один из ингредиентов.
- Не используйте раствор, если вы страдаете аллергией на один из ингредиентов.

Не используйте:
Не используйте PROCU LIN[®] SOFT LENS, если вы страдаете аллергией на один из ингредиентов.
Не используйте PROCU LIN[®] SOFT LENS, если вы страдаете аллергией на один из ингредиентов.
Храните при температуре от 4°C до 25°C (от 40°F до 77°F).
Защитите от солнечного света.
Храните раствор в оригинальной упаковке.
Используйте в течение 3 месяцев после открытия.

Побочные эффекты:
Не используйте PROCU LIN[®] SOFT LENS, если вы страдаете аллергией на один из ингредиентов.
Храните при температуре от 4°C до 25°C (от 40°F до 77°F).
Защитите от солнечного света.
Храните раствор в оригинальной упаковке.
Используйте в течение 3 месяцев после открытия.

Упаковка и информация о производителе:
Упаковка: 100 мл.
Производитель: Алкалоид АД, Скопје.

SI VEČNAMENSKA RAZTOPINA PROCU LIN[®] SOFT LENS s hialuronsko kislino. DISINFICIRANJE, PRAJENJE, HRAJENJE IN MOJENJE MEKIH KONTAKTNIH LEČ. DISINFICIRANJE, PRAJENJE, HRAJENJE IN MOJENJE MEKIH KONTAKTNIH LEČ.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Sestava:
Aktivna sestavina: Poliquaternium, hialuronat
Konzervans: PHMB 0.0002%
Natančno preberite navodila in opozorila za ustrezno uporabo izdelka PROCU LIN[®] SOFT LENS z vašimi kontaktnimi lečami.

Preprečitve in metode uporabe:
Sodržnik natrijev hialuronat, ki spodbuja vlaženje leč in poveča njihovo elastičnost. Raztopina hidrira leče zaradi svojega učinka "zapiranja", ne samo po vlaženju, tako pripravlja k udobnem nošenju leč in zmanjšuje draženje in suhost očal.

- Previdnostni ukrepi in navodila za uporabo:**
- Pred odstranjevanjem leč iz očal posodico za leče si temeljito umyjete roke. Roke osušite s čisto brisačo.
 - Takoj po odstranitvi leče odstranite z nekaj kapljicami raztopine PROCU LIN[®] SOFT LENS. Leče očistite tako, da jih 10 do 15 sekund pritisnete na drugo dlanjo.
 - Za dezinfekcijo priložite lečo v posodico za leče s svežo raztopino PROCU LIN[®] SOFT LENS za vsaj 6 ur.
 - Ročno izperite posodico za leče s raztopino PROCU LIN[®] SOFT LENS in pustite, da se posuši na zraku.
 - Ne dotikajte se lupanke na steklenički, saj lahko s tem onesnažite lečo.
 - Takoj po uporabi tesno zaprite stekleničko.

Druge navodila:
Po spiranju leč v raztopini več kot sedem dni, jih pred uporabo ponovno očistite in razkužite.
Redno menjajte posodico za leče, da preprečite okužbo zaradi kontaminacije.

Opozorila:

- Ne mešajte in uporabljajte raztopine PROCU LIN[®] SOFT LENS z drugimi tekočinami za kontaktne leče, razen če je tako navedeno v navodilih za uporabo.
- Redno menjajte preostalo raztopino v posodici za leče s svežo raztopino.
- Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti.
- Ne zamenjajte sistema kontaktnih leč brez prihodnjega posveta s strokovnjaki.
- Nikoli ne uporabljajte vode iz vodovoda kot nadomestilo te raztopine za kontaktne leče.

Ne uporabljajte:
Če uporabljate kontaktni lečami posvetujte z oftalmologom ali oftalmologom. Če imate kakršnokoli težavo, se posvetujte z oftalmologom ali oftalmologom. Če imate kakršnokoli težavo, se posvetujte z oftalmologom ali oftalmologom.

Strahovito občutljivi:
Hraniti pri temperaturi med 4°C in 25 °C (40 °F in 77 °F).
Raztopino zaščitite pred svetlobo.
Raztopino hranite v originalni embalaži.
Uporabiti v 3 mesecih po odprtju.

KOS PROCU LIN[®] SOFT LENS TREŠESRE s hialuronsko kislino. DISINFICIRANJE, PRAJENJE, HRAJENJE IN MOJENJE MEKIH KONTAKTNIH LEČ. DISINFICIRANJE, PRAJENJE, HRAJENJE IN MOJENJE MEKIH KONTAKTNIH LEČ.

PAJUSJE MJEKESORE

Sestava:
Aktivna sestavina: Poliquaternium, hialuronat
Konzervans: PHMB 0.0002%
Lenoni me kuhdes udhezmet dhe parajmetimet për përdorimin e duhur të PROCU LIN[®] SOFT LENS në kombinim me lentët tuaja të kontaktit.

Rekomandimet për sy të ndjeshëm:
Sodržnik natrijev hialuronat, ki spodbuja vlaženje leč in poveča njihovo elastičnost. Raztopina hidrira leče zaradi svojega učinka "zapiranja", ne samo po vlaženju, tako pripravlja k udobnem nošenju leč in zmanjšuje draženje in suhost očal.

- Masa paraprake dhe udhezimet për përdorimin e duhur të PROCU LIN[®] SOFT LENS:**
- Pred odstranjevanjem leč iz očal si temeljito umyjete roke. Roke osušite s čisto brisačo.
 - Takoj po odstranitvi leče odstranite z nekaj kapljicami raztopine PROCU LIN[®] SOFT LENS. Leče očistite tako, da jih 10 do 15 sekund pritisnete na drugo dlanjo.
 - Za dezinfekcijo priložite lečo v posodico za leče s svežo raztopino PROCU LIN[®] SOFT LENS za vsaj 6 ur.
 - Ročno izperite posodico za leče s raztopino PROCU LIN[®] SOFT LENS in pustite, da se posuši na zraku.
 - Ne dotikajte se lupanke na steklenički, saj lahko s tem onesnažite lečo.
 - Takoj po uporabi tesno zaprite stekleničko.

Druge navodila:
Po spiranju leč v raztopini več kot sedem dni, jih pred uporabo ponovno očistite in razkužite.
Redno menjajte posodico za leče, da preprečite okužbo zaradi kontaminacije.

Opozorila:

- Ne mešajte in uporabljajte raztopine PROCU LIN[®] SOFT LENS z drugimi tekočinami za kontaktne leče, razen če je tako navedeno v navodilih za uporabo.
- Redno menjajte preostalo raztopino v posodici za leče s svežo raztopino.
- Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti.
- Ne zamenjajte sistema kontaktnih leč brez prihodnjega posveta s strokovnjaki.
- Nikoli ne uporabljajte vode iz vodovoda kot nadomestilo te raztopine za kontaktne leče.

Ne uporabljajte:
Če uporabljate kontaktni lečami posvetujte z oftalmologom ali oftalmologom. Če imate kakršnokoli težavo, se posvetujte z oftalmologom ali oftalmologom. Če imate kakršnokoli težavo, se posvetujte z oftalmologom ali oftalmologom.

Strahovito občutljivi:
Hraniti pri temperaturi med 4°C in 25 °C (40 °F in 77 °F).
Raztopino zaščitite pred svetlobo.
Raztopino hranite v originalni embalaži.
Uporabiti v 3 mesecih po odprtju.

HR PROCULIN® SOFT LENS VIŠENAMJENSKA OTOPIVA sa hijaluronskom kiselinom. Kontraindikacije: alergijski, kontaktni, keratitis, iritis, iridociklitis, keratit, gljivičani, bakterijski, parazitski, virusni, herpesni, desenzitifikirani, opsejni, čuvanje, stavljanje, vlaženje. Za mekane kontaktne leće.

MEDICINSKI PROIZVOD
Sastav:
 Aktivni sastojci: polivinilpirrolidon, hijaluronat
 Konzervansi: PHMB 0.0002%,
PROCULIN® SOFT LENS u uporeznoj rudi pravilnog korištenja otpadne upotrebnom **PROCULIN® SOFT LENS** u kombinaciji sa kontaktim sočvama.

Preporučuje se za osjetljive oči.
 Sadržaj natrijum hijaluronat koji poboljšava vlaženje leća i povećava podnošljivost nošenja leća zahvaljujući svojim viskozno-elastičnim svojstvima. Otopina vlazi leće ne samo nakon stavljanja nego i tijekom nošenja leća. Otopina vlazi leće čime se povećava vlažnost i poboljšava udobnost nošenja leća te smanjuje nadražajnost očiju i suhoću.

Migre spreza i uputa za korištenje:
 • Pazljivo operite ruke prije vađenja leća iz oči ili kutiljice za leće.
 • Obrušite ruke čistim ručnikom.
 • Zakretanjem čepa na bočici osigurat će se jamčeni pečat.
PROCULIN® SOFT LENS u uporeznoj rudi pravilnog korištenja otpadne upotrebnom **PROCULIN® SOFT LENS** u kombinaciji sa kontaktim sočvama.
 • Nakon upotrebe, oči treba navlažiti i svažiti, i sve oči, obratite se oftalmologu ili specijalistu za kontaktne leće. Ukoliko vam je prepisan lijek za oči, obratite se oftalmologu ili specijalistu za kontaktne leće prije korištenja lijeka skupa s kontaktim lećama. U slučaju iritacije oka, prekinite korištenje i konsultujte se sa svojim ljekarom/specijalistom za kontaktne leće.
Čuvanje:
 Čuvajte izvan dohvata djece.
 Čuvajte na temperaturi između 4°C do 28°C (od 40°F do 77°F).
 Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti.
 Otopinu čuvajte u originalnoj ambalazi.
 Ikoristite unutar 3 mjeseca od otvaranja.
Nuspojave:
 Ukoliko vam je prepisan lijek za oči, obratite se oftalmologu ili specijalistu za kontaktne leće prije korištenja lijeka skupa s kontaktim lećama. U slučaju iritacije oka, prekinite korištenje i konsultujte se sa svojim ljekarom/specijalistom za kontaktne leće.

ME PROCULIN® SOFT LENS VIŠENAMJENSKO RASTVOR sa hijaluronskom kiselinom. Kontraindikacije: alergijski, kontaktni, keratitis, iritis, iridociklitis, keratit, gljivičani, bakterijski, parazitski, virusni, herpesni, desenzitifikirani, opsejni, čuvanje, stavljanje, vlaženje. Za meka kontaktna sočva.

MEDICINSKO SREDSTVO
Sastav:
 Aktivni sastojci: Polivinilpirrolidon, hijaluronat
 Konzervansi: PHMB 0.0002%,
PROCULIN® SOFT LENS u kombinaciji sa Vašim kontaktim sočvama.

Preporučuje se za osjetljive oči.
 Sadržaj natrijum hijaluronat koji pojačava vlaženje sočiva i povećava podnošljivost nošenja leća zahvaljujući svojim viskozno-elastičnim svojstvima. Rastvor vlaži sočiva svojim tehnološki zadržavanom vodu ne samo nakon stavljanja, već i tokom cijelog dana. Time doprinosi udobnosti, tokom nošenja sočiva i smanjuje iritacije i suvoću oči.

Migre spreza i uputstva za upotrebu:
 • Pazljivo operite ruke prije vađenja sočiva iz oči ili iz kutiljice za sočva. Osušite ruke čistim ručnikom.
 • Odvajanje poklopca bočice će probiti pečat gatareolne sterilnosti.
 • Odmah nakon uklijanjanja sočiva, očistite ih sa nekoliko kapljica ovog rastvora. Nemojte dirati sočva. Uklonite višak rastvora kapanjem dozirnom drugu ruku neko vrijeme dok ih držite na dnu druge ruke tokom 10-15 sekundi.
 • Isperite sočva rastvorom **PROCULIN® SOFT LENS** ostavite tako najmanje 6 sati.
 • Uklonite ispušni sistem kontaktih sočiva. Isperite kutiljicu za leće otopinom **PROCULIN® SOFT LENS** i ostavite je da se osuši na zraku.
 • Nakon upotrebe, očmah čvrsto zatvorite bočicu.
Ostale uputstva:
 Ako ste u kutiljicu duže od 7 dana, leće se moraju ponovo očistiti i dezinficirati prije nošenja.
 Često mijenjaite kutiljicu za leće kako biste spriječili infekciju izazvanu kontaminacijom.
Upozorenja:
 • Nemojte koristiti ako je jamčeni pečat oštećen.
 • Tekućinama za kontaktne leće ako to nije navedeno u uputama za korištenje.
 • Preostalu otopinu kutiljice za leće uvijek zamijenite svježom.
 • Nemojte mijenjati sustav kontaktih leća bez savjetovanja s ljeknikom / specijalistom za kontaktne leće.
 • Nikada nemojte koristiti vodu iz slavine kao zamjenu za tekućinu za kontaktne leće.
Nemojte koristiti:
 Ako vam je prepisan lijek za oči, obratite se oftalmologu ili specijalistu za kontaktne leće prije korištenja lijeka skupa s kontaktim lećama. U slučaju iritacije oka, prekinite korištenje i konsultujte se sa svojim ljekarom/specijalistom za kontaktne sočva.
Ne smije se koristiti:
 Ukoliko vam je prepisan lijek za oči, konsultujte se sa oftalmologom ili specijalistom za kontaktna sočva prije korištenja lijeka u slučaju iritacije oka, prekinite korištenje i konsultujte se sa svojim ljekarom/specijalistom za kontaktna sočva.
Čuvanje:
 Držite van domašaja djece.
 Čuvajte na temperaturi između 4°C i 28°C (40°F i 77°F).
 Zaštite rastvor u originalnom pakovanju.
 Rastvor čuvajte u originalnom pakovanju.
 Ikoristiti u roku od 3 mjeseca od otvaranja.

RS PROCULIN® SOFT LENS VIŠENAMJENSKO RASTVOR sa hijaluronskom kiselinom. Kontraindikacije: alergijski, kontaktni, keratitis, iritis, iridociklitis, keratit, gljivičani, bakterijski, parazitski, virusni, herpesni, desenzitifikirani, opsejni, čuvanje, stavljanje, vlaženje. Za meka kontaktna sočva.

MEDICINSKI PROIZVOD
Sastav:
 Aktivni sastojci: Polivinilpirrolidon, hijaluronat
 Konzervansi: PHMB 0.0002%,
PROCULIN® SOFT LENS u kombinaciji sa kontaktim sočvama.

Preporučuje se za osjetljive oči.
 Sadržaj natrijum hijaluronat koji poboljšava vlaženje sočiva i povećava podnošljivost nošenja leća zahvaljujući svojim viskozno-elastičnim svojstvima. Rastvor vlaži sočva pomoću zadržavanom vodu ne samo nakon stavljanja, već i tokom dana. Na taj način doprinosi prijatnom osjećaju pri nošenju sočiva i umanjuje iritaciju i suvoću oka.

Migre spreza i uputstva za upotrebu:
 • Pazljivo operite ruke prije vađenja sočiva iz oka ili dozirvanja kutije za sočva. Osušite ruke čistim ručnikom.
 • Ako odvrnete zatvarač bočice, slomičete zatvarač koji garantuje sterilnost.
 • Čim izvadite sočva, očistite ih pomoću nekoliko kapi rastvora ovog proizvoda. Nemojte dirati sočva. Uklonite višak rastvora kapanjem druge ruke neko vrijeme dok ih držite na dnu druge ruke tokom 10-15 sekundi da biste ih očistili.
 • Isperite sočva rastvorom **PROCULIN® SOFT LENS** ostavite tako najmanje 6 sati.
 • Uklonite ispušni sistem kontaktih sočiva. Isperite kutiljicu za leće otopinom **PROCULIN® SOFT LENS** i ostavite je da se osuši na vazduhu.
 • Nakon upotrebe, očmah čvrsto zatvorite odmah posle upotrebe.
Ostale uputstva:
 Ako ste u kutiljicu duže od 7 dana, sočva moraju da se očiste i dezinficiraju pre ponovnog stavljanja.
 Često mijenjaite kutiju za sočva da biste izbegli infekciju usled kontaminacije.
Upozorenja:
 • Nemojte koristiti ako je zatvarač koji jamči pečat oštećen.
 • Tekućinama za kontaktna sočva, osim ako je to dozvoljeno u uputstvima za upotrebu.
 • Uvek zamenite ostatak rastvora u kutiji za sočva svježim.
 • Nemojte mijenjati sistem kontaktih sočiva bez savetovanja sa ljekarom / specijalistom za kontaktna sočva.
 • Nikada ne koristite vodu iz slavine kao zamenu za ovaj rastvor za kontaktna sočva.
Nemojte koristiti:
 Ako vam je prepisan lek za oči, obratite se oftalmologu ili specijalisti za kontaktna sočva pre korištenja leka u kombinaciji sa kontaktim sočvama, iritacije oka, prestatite sa korišćenjem i obratite se ljekar / specijalisti za kontaktna sočva.
Čuvanje:
 Čuvati van domašaja djece.
 Čuvati na temperaturi između 4°C i 25°C (40°F i 77°F).
 Ne izlagati sunčevoj svjetlosti.
 Čuvati rastvor u originalnom pakovanju.
 Upotrebiti u roku od 3 meseca nakon otvaranja.

BA PROCULIN® SOFT LENS VIŠENAMJENSKA OTOPIVA sa hijaluronskom kiselinom. Kontraindikacije: alergijski, kontaktni, keratitis, iritis, iridociklitis, keratit, gljivičani, bakterijski, parazitski, virusni, herpesni, desenzitifikirani, opsejni, čuvanje, stavljanje, vlaženje. Za mekane kontaktne leće.

MEDICINSKO SREDSTVO
Sastav:
 Aktivni sastojci: polivinilpirrolidon, hijaluronat
 Konzervansi: PHMB 0.0002%,
PROCULIN® SOFT LENS u kombinaciji sa kontaktim lećama.

Preporučuje se za osjetljive oči.
 Sadržaj natrijum hijaluronat koji pojačava vlaženje leća i povećava podnošljivost nošenja leća zahvaljujući svojim viskozno-elastičnim svojstvima. Otopina vlazi leće ne samo nakon stavljanja nego i tijekom nošenja leća. Otopina vlazi leće čime se povećava vlažnost i poboljšava udobnost nošenja leća te smanjuje nadražajnost očiju i suhoću.

Migre spreza i uputstva za korištenje:
 • Pazljivo operite ruke prije vađenja leća iz oči ili kutiljice za leće.
 • Obrušite ruke čistim ručnikom.
 • Zakretanjem čepa na bočici osigurat će se jamčeni pečat.
PROCULIN® SOFT LENS u kombinaciji sa kontaktim sočvama.
 • Nakon upotrebe, oči treba navlažiti i svažiti, i sve oči, obratite se oftalmologu ili specijalistu za kontaktne leće. Ukoliko vam je prepisan lijek za oči, obratite se oftalmologu ili specijalistu za kontaktne leće prije korištenja lijeka skupa s kontaktim lećama. U slučaju iritacije oka, prekinite korištenje i konsultujte se sa svojim ljekarom/specijalistom za kontaktne leće.
Čuvanje:
 Čuvajte izvan dohvata djece.
 Čuvajte na temperaturi između 4°C do 28°C (od 40°F do 77°F).
 Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti.
 Otopinu čuvajte u originalnoj ambalazi.
 Ikoristite unutar 3 mjeseca od otvaranja.
Nuspojave:
 Ukoliko vam je prepisan lijek za oči, obratite se oftalmologu ili specijalistu za kontaktne leće prije korištenja lijeka skupa s kontaktim lećama. U slučaju iritacije oka, prekinite korištenje i konsultujte se sa svojim ljekarom/specijalistom za kontaktne leće.

